

Assessor

Der ASSESSOR (Art.-Nr. D 3 6 100) ist der neue, vielseitig einsetzbare Anpassstuhl für den hochqualifizierten Sitzschalenbau.


Durch den neuen Rahmen ist eine außergewöhnliche Dynamik und Mobilität in allen Situationen möglich.

Die Vielseitigkeit der Anpassmöglichkeiten ist grenzenlos und ermöglicht somit alle erdenklichen Anpassungen.

Bitte beachten Sie das umfangreiche Zubehör für diesen Artikel!



Abschwenkbare Pelotte



Kunststoffwanne



Absender



BESTELLUNG

Versandadresse, falls abweichend vom Absender

Com.:




McLean REHAtechnik GmbH
Breiter Anger 20
37115 Duderstadt

Telefon: 05527-997390
Telefax: 05527-9973950
E-Mail: info@mclean-rehatechnik.de

Assessor

Untergestell und Anpassstuhl für den Sitzschalenbau

Hinweis: Die Gasdruckfeder
Unterstützt die Höhenverstellung

Farbe		Grundausrüstung		
☐ Perlgrau	Anpassstuhl Assessor - Ergonomischer Rahmen - Schiebegriffwinkelverstellbar & höhenverstellbar - Sitz- und Rückenplatte - Armpolster & Seitenplatten - Rückenwinkelverstellung durch 1x Gasdruckfeder - Sitzwinkelverstellung durch 2x Gasdruckfeder - hinten 12 Zoll Räder mit Trommelbremse - vorne 140 mm-Lenkräder	Sitzbreite: 35-55 cm Sitztiefe: 35-60 cm Sitzhöhe: 56 cm Klappwinkel Rücken: 90° bis 140° Klappwinkel Sitz: -8° bis 38°	Gewicht: kg Gewichtzuladung max. 120 kg Max. Außenbreite 68 cm Gesamthöhe: 118 cm	
Lenkräder		Rücken	Sitz	Zubehör
Lenkrad 140 mm Vollgummi mit Schraubachse und Kunststoffgabel		Schiebegriff (Hand- bogen) winkel- und höhenverstellbar; winkelverstellbar über Gasdruckfeder; mit 6 Rückenplatten	Sitz mit Alu-Sitzplatte und Kunststoffseitenteil mit Armlehnenpolster; Sitzwinkelverstellung mit Gasdruckfeder	Kopfstütze  Klappsicherung abschwenk- bar (mit Adapter) Rechts montiert 
Antriebsräder		Fußbrett	Zubehör	
Antriebsrad mit Trommel- bremse und Schraubachse (mit Bedienung für Begleit- person) 12 Zoll luftbereift		Fußbrett geteilt mit Kniewinkel verstellbar 	Fußbrett durchgehend mit Fußwinkel (starr) Im Wechsel mit Fußbrett geteilt  Fußbrett nicht hoch- klappbar und nicht winkelverstellbar	Wanne aus Kunststoff im Rahmen Seitenpelotten abklappbar (Skai bezogen) mit Halterung am Rücken