

Neopren-Fußriemen

Die Neopren-Fußriemen sind in verstärkter Ausführung für eine besonders hohe Stabilität gefertigt.



Art.-Nr.	D 4 1 400=1	D 4 1 400=2	D 4 1 400=3
	Größe 1	Größe 2	Größe 3
kleinster Fußgelenkumfang	20 cm	26 cm	28 cm
größter Fußgelenkumfang	26 cm	32 cm	34 cm
Riemenbreite	4,5 cm	5,5 cm	6,5 cm

Die leichten, tiefgezogenen Fußschalen sind in vier Größen erhältlich.

Die besondere Profilform sorgt für höhere Stabilität und für ein schönes Aussehen.

Als Fixationsmöglichkeiten stehen Klettverschluss, Schnallen oder Zahnriemen zur Verfügung.

Fußschalen, Kunststoff



Bezeichnung	Art.-Nr.	Größe*
Fußschalen (Kunststoff) mit Riemen, Gr. 1	D 4 1 100=1	15 x 6 x 8 cm
Fußschalen (Kunststoff) mit Riemen, Gr. 2	D 4 1 100=2	19 x 7 x 9 cm
Fußschalen (Kunststoff) mit Riemen, Gr. 3	D 4 1 100=3	22 x 8 x 10 cm
Fußschalen (Kunststoff) mit Riemen, Gr. 4	D 4 1 100=4	25 x 10 x 12 cm
Fußschalen (Kunststoff) ohne Riemen, Gr. 1	D 4 1 200=1	15 x 6 x 8 cm
Fußschalen (Kunststoff) ohne Riemen, Gr. 2	D 4 1 200=2	19 x 7 x 9 cm
Fußschalen (Kunststoff) ohne Riemen, Gr. 3	D 4 1 200=3	22 x 8 x 10 cm
Fußschalen (Kunststoff) ohne Riemen, Gr. 4	D 4 1 200=4	25 x 10 x 12 cm

Fußschalen, Aluminium



Bezeichnung	Art.-Nr.	Größe*
Fußschalen (Aluminium) mit Riemen, Gr. 1	D 4 1 210=1	15 x 6 x 8 cm
Fußschalen (Aluminium) mit Riemen, Gr. 2	D 4 1 210=2	19 x 7 x 9 cm
Fußschalen (Aluminium) mit Riemen, Gr. 3	D 4 1 210=3	22 x 8 x 10 cm
Fußschalen (Aluminium) ohne Riemen, Gr. 1	D 4 1 220=1	15 x 6 x 8 cm
Fußschalen (Aluminium) ohne Riemen, Gr. 2	D 4 1 220=2	19 x 7 x 9 cm
Fußschalen (Aluminium) ohne Riemen, Gr. 3	D 4 1 220=3	22 x 8 x 10 cm

* Bei den Maßen handelt es sich um Innenmaße: Innenlänge x Fersenbreite x Vorfußbreite

Flexi Fußschale



Bezeichnung	Art.-Nr.	Größe*
Flexi Fußschale, Gr. 1	D 4 1 250=1	20 x 7 x 9 cm
Flexi Fußschale, Gr. 2	D 4 1 250=2	26 x 9 x 11 cm
Flexi Fußschale, Gr. 3	D 4 1 250=3	30 x 12 x 13 cm

* Bei den Maßen handelt es sich um Innenmaße: Innenlänge x Fersenbreite x Vorfußbreite